

Heegbach

Apotheke & Sanitätshaus



für ein Leben in Bewegung!

Dusche
Bad & WC
2026



Um älteren und pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Körperpflege eigenständig durchzuführen, sind Hilfsmittel notwendig, die den Einsatz von Pflegepersonal weitgehend überflüssig machen und Bewegungsabläufe erheblich erleichtern. Solche Hilfsmittel stärken das Selbstvertrauen und fördern die Eigenständigkeit.

Heegbach Apotheke & Sanitätshaus

64390 Erzhausen | Bahnstraße 92 | Telefon 06150 / 81919

sanitaetshaus@heegbach-apotheke.de

Das Einsteigen in die Badewanne und das anschließende Entspannen bei einem Bad ist nicht für alle problemlos möglich. Das Überwinden des hohen Wannenrands sowie das Hinabsteigen und Aufstehen stellen für viele Personen eine große Herausforderung dar. Ein Badewannenlifter kann hierbei die gewünschte Unabhängigkeit wiederherstellen.



Der Lifter wird mit Saugnäpfen am Wannenboden befestigt und unterstützt Menschen mit eingeschränkter Mobilität beim sicheren Ein- und Ausstieg. Über eine Handsteuerung lässt sich der Sitz sanft zum Wannenboden absenken. Nach dem Baden hebt der Badewannenlifter den Sitz mithilfe der Handbedienung wieder in die erhöhte Ausgangsposition am Wannenrand, was einen einfachen Ausstieg ermöglicht.




RT 6901

Auch ohne Bezüge einsetzbar.



Toilettenstühle bieten eine praktische Unterstützung für Personen mit eingeschränkter Mobilität, für die der Weg zur Toilette zu beschwerlich ist. Diese Stühle sind meist mit Rollen ausgestattet, wodurch sie flexibel an den benötigten Ort bewegt werden können. In ihrer Bauweise ähneln sie einem herkömmlichen Stuhl, verfügen jedoch unter der Sitzfläche über eine Klappe mit einer integrierten Toilettenbrille und einer Öffnung in der Mitte. Darunter wird ein Auffangbehälter, vergleichbar mit einer Schüssel, platziert, sodass der Nutzer seine Bedürfnisse bequem erfüllen kann.



Ein Toilettenstützgestell ist sinnvoll, wenn aufgrund mangelnder Fähigkeit zum Aufrichten und/ oder Hinsetzen, eine Toilettensitzerhöhung nicht geeignet ist.

Klappsitz, Einstieghilfe

Eine ideale Ergänzung zu Ihrer Dusche. Ein **Duschklappsitz** ist sehr platzsparend, wird einfach an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch nach oben weggeklappt.




Die **Einstieghilfe** dient z. B. als Einstieghilfe bei hohen Badewannen, als Fußschemel bei der Toilettenbenutzung oder bei der Arbeit in der Küche u.v. m., abnehmbarer Bezug, leicht zu reinigen, rutschfester Stand auch auf feuchtem Boden.



Badewannensitz/Brett

Ein Badewannensitz ermöglicht ein bequemes und sicheres Sitzen in der Badewanne, indem die Sitztiefe der Wanne deutlich verringert wird. Er ist mit oder ohne Rückenlehne erhältlich.

Ein Badewannenbrett ermöglicht es dem Anwender, bequem auf der Badewanne zu sitzen. Ebenso bietet es auch Platz für Seife oder Shampoo in bequemer Reichweite.



Duschstühle verfügen über einen korrosionsbeständigen Rahmen und sind mit einer Schiebestange oder Griffen ausgestattet. Sitzfläche und Rückenlehne sind so gestaltet, dass das Duschwasser ungehindert abfließen kann.




Feststehende Dusch-Toilettenstühle sind mit vier stabilen Standfüßen versehen.

Dusch-Toiletten-Schieberollstühle sind mit vier kleinen Schwenkrädern ausgestattet, die ein Drehen auf der Stelle ermöglichen. Selbstfahrende Dusch-Toilettenstühle verfügen über zwei große Hinterräder mit Greifreifen sowie zwei kleine Lenkrollen vorne.




Sicherheits-Haltegriffe

Die Sicherheits-Haltegriffe sind besonders im Bad und WC-Bereich einsetzbar. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen: Schwenkbare und klappbare Stützgriffe, starre Wandgriffe, als Saughaltegriffe oder zum Kleben – ohne Bohren. Sie sind universell einsetzbar und in unterschiedlichen Größen lieferbar. Die Montage vor Ort sollte grundsätzlich von einem Fachmann erfolgen.



Duschhocker

Duschhocker und Duschstühle gibt es in den unterschiedlichsten Ausfertigungen. Kleinere Duschhocker eignen sich für enge Duschen und nicht zu große Personen. Bei einer kleinen eckigen Dusche bietet sich ein Modell mit einer Dreieckform an. Bei den etwas größeren Duschstühlen sollte man dann schon etwas mehr Platz in der Dusche haben. Denn diese haben oftmals auch eine Rücken- sowie Armlehnen.



Toilettensitzerhöhungen erleichtern Personen, die Schwierigkeiten beim tiefen Bücken und Aufstehen von der Toilette haben, das Hinsetzen und Aufstehen erheblich. Durch das Anheben der Toilettenhöhe wird der Bewegungsweg verkürzt, was die Nutzung komfortabler macht. Toilettensitzerhöhungen lassen sich einfach an nahezu jeder herkömmlichen Toilette montieren und sind leicht zu reinigen. Unterschiedliche Varianten bieten eine individuelle Anpassung, darunter Modelle mit Armlehnen, verschiedene Höhen sowie fest verschraubte oder aufgesteckte Ausführungen.



Toilettenerhöhung „weich“
in 5 cm oder 10 cm Höhe erhältlich
frei verkäuflich
(keine Rezeptabrechnung)